



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado de una prótesis de contracción por debajo de la rodilla

Below Knee Prosthetic Shrinker

Cómo utilizar una prótesis de una sola capa

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerse el encogedor, asegúrese de que su piel esté limpia y seca.
2. Coloque el reductor en la pierna, ajustándolo al extremo de la extremidad.
3. Asegúrese de que no haya arrugas en el material.

Cómo utilizar un encogedor protésico de doble capa

1. Antes de ponerse el reductor, asegúrese de que su piel esté limpia y seca.
2. Tire de un lado, o mitad, del reductor hacia arriba por la pierna. Si hay un anillo móvil, debe quedar ajustado en la parte inferior de la extremidad.
3. Ahora tire de la mitad inferior del reductor hacia arriba sobre la pierna, por encima de la primera capa.
4. Si no hay anillo, tire del material hacia arriba sobre la primera capa.
5. Asegúrese de que no haya arrugas en el material.

CONSEJO ÚTIL PARA EL SHRINKER DE DOBLE CAPA - Cuando ambas capas del shrinker estén colocadas en la extremidad, los bordes cercanos al muslo deben quedar a diferentes alturas. Una capa debe quedar un poco más alta y la otra un poco más baja, lo que distribuye la presión y evita que quede demasiado apretado en un solo punto.

Cómo quitar una funda reductora protésica

Para quitar el encogedor, simplemente tire de él hacia abajo y sáquelo de la extremidad.

Instrucciones de limpieza

Debes lavar tus encogedores con frecuencia. Se pueden lavar en la lavadora o a mano. Lávalos con agua tibia y jabón para ropa y déjalos secar al aire. No metas los encogedores en la secadora.

Calendario de uso

Amputación reciente - recomendamos usar el shrinker tanto como sea posible, idealmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a menos que su médico le indique lo contrario. Al principio, úselo durante unas horas y luego quíteselo para dejar descansar la pierna. Aumente el tiempo de uso según sea posible. Esto ayudará a dar forma a la extremidad y la preparará para el uso de la prótesis.

Amputación confirmada - utilice su compresor por la noche incluso después de recibir su prótesis. El compresor ayuda a reducir la hinchazón.

CONSEJO ÚTIL - Revise su piel todos los días. Puede usar un espejo para inspeccionar el extremo de su extremidad. Si hay alguna zona irritada, comuníquese con nosotros.