



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado de un corsé LSO

Corset LSO

Cómo ponerse el corsé

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerse este corsé, debe ponerse una camiseta. Este corsé nunca debe llevarse directamente sobre la piel.
2. Póngase el corsé abriendo los paneles laterales y colocando el panel trasero centrado en la espalda. Es fácil ponerse este corsé al revés sin darse cuenta. La posición correcta es cuando las correas delanteras están en el panel lateral derecho y las anillas en D están en el izquierdo.
3. Envuelva los paneles laterales alrededor de su cintura y fije las correas de velcro. Asegúrese de que la parte inferior del soporte quede apoyada sobre sus caderas.
4. Una vez que todas las correas estén bien sujetas, tire de ellas una por una hasta que quede bien ajustado. Si necesita apretar aún más el soporte, puede tirar de las correas de tensión a ambos lados del soporte.

Cómo quitar el soporte

Desabroche las correas de velcro. A continuación, abra los paneles laterales y retire el corsé. Vuelva a pegar las correas de velcro entre sí para evitar que se enreden.

CONSEJO ÚTIL - Revise su piel todos los días. Si su piel permanece enrojecida durante más de 15 minutos después de quitarse el aparato ortopédico, podría significar que este está ejerciendo demasiada presión. Si el enrojecimiento no desaparece en 15 minutos o si siente dolor, tome una foto del enrojecimiento y comuníquese con nuestro consultorio de inmediato. Es posible que deba dejar de usar el aparato ortopédico.

Instrucciones de limpieza

Si el aparato se ensucia, puede limpiarlo con jabón y agua tibia. El aparato debe estar completamente seco antes de volver a colocarlo. No utilice lejía ni otros productos químicos agresivos para limpiar el aparato.

Horario de uso

En general, debe usar esta ortesis durante las horas en que esté despierto y fuera de la cama. Por lo general, no se duerme con la ortesis puesta. Pregunte a su médico o profesional sanitario cuál debe ser el tiempo de uso según su diagnóstico.