



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado del Ovation 456 TLSO

Ovation 456 TLSO

Cómo ponerse la ortesis

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerse esta ortesis, debe ponerse una camiseta. Esta ortesis nunca debe llevarse en contacto directo con la piel.
2. Ponte el corsé abriendo los paneles delanteros y colocándotelo como si fuera una mochila. Pasa los brazos por las correas de los hombros y coloca el panel trasero centrado en la espalda.
3. Ponte de pie con la espalda recta y envuelve los paneles frontales alrededor de la cintura, fijándolos justo por encima del hueso púbico.
4. Utilice las lengüetas tirando de ellas hacia los lados izquierdo y derecho para ajustar la faja hasta que le resulte cómoda. A continuación, vuelva a pegar las lengüetas a la faja.
5. Asegúrate de que todo te queda cómodo realizando pequeños ajustes en las correas y las almohadillas según sea necesario.

Cómo quitarse el corsé

Despega las lengüetas y vuelve a pegarlas a los laterales de la faja. Desabrocha los paneles laterales de velcro para abrir la faja trasera y deslízala hacia abajo como si te quitaras una mochila. Una vez quitada la faja, vuelve a unir los paneles delanteros entre sí para evitar que el velcro se pegue a otras cosas.

CONSEJO ÚTIL - Revisa tu piel todos los días. Si tu piel permanece enrojecida durante más de 15 minutos después de quitarte la ortesis, podría significar que esta está ejerciendo demasiada presión. Si el enrojecimiento no desaparece en 15 minutos o si sientes dolor, haz una foto del enrojecimiento y ponte en contacto con nuestra consulta de inmediato. Es posible que tengas que dejar de usar la ortesis.

Instrucciones de limpieza

Si la ortesis se ensucia, puedes limpiarla con jabón y agua tibia. La ortesis debe estar completamente seca antes de volver a ponértela. No utilices lejía ni otros productos químicos agresivos para limpiarla.

Horario de uso

En general, debe llevar puesta esta ortesis durante las horas en que esté despierto y fuera de la cama. Normalmente, no se duerme con la ortesis puesta. Pregunte a su terapeuta o médico cuál debe ser el tiempo de uso según su diagnóstico.