



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado del Ovation 464 TLSO

Ovation 464 TLSO

Cómo ponerse la ortesis

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerse esta ortesis, debe ponerse una camiseta. Esta ortesis nunca debe llevarse en contacto directo con la piel.
2. Póngase el corsé abriendo los paneles laterales y colocando el panel trasero centrado en la espalda.
3. Envuelve los paneles laterales alrededor de la cintura y centra la almohadilla esternal contra el pecho, justo debajo de las clavículas.
4. Utilice las lengüetas tirando de ellas hacia los lados izquierdo y derecho para ajustar el corsé hasta que resulte cómodo. A continuación, vuelva a pegar las lengüetas al corsé.
5. Enganche las hebillas de las correas superiores en la almohadilla esternal y apriételas hasta que le resulte cómodo. Las correas pueden pasar por debajo de las axilas o por encima de los hombros, como una mochila. Su médico ajustará la posición de las correas para que se adapte mejor a usted.

Cómo quitar el corsé

Despega las lengüetas y vuelve a pegarlas a los laterales del corsé. Desabrocha la correa superior derecha presionando el botón de la correa y tirando de ella para sacarla de la almohadilla esternal. Despega las lengüetas y vuelve a pegarlas a los laterales del corsé. Desabrocha los paneles laterales de velcro para abrir el corsé y deslízalo hacia tu lado izquierdo, como si te quitaras una mochila.

CONSEJO ÚTIL - Revisa tu piel todos los días. Si la piel permanece enrojecida durante más de 15 minutos después de quitarte la férula, podría significar que esta está ejerciendo demasiada presión. Si el enrojecimiento no desaparece en 15 minutos o si sientes dolor, haz una foto de la zona enrojecida y ponte en contacto con nuestra consulta de inmediato. Es posible que tengas que dejar de usar la férula.

Instrucciones de limpieza

Si la ortesis se ensucia, puedes limpiarla con jabón y agua tibia. La ortesis debe estar completamente seca antes de volver a ponértela. No utilices lejía ni otros productos químicos agresivos para limpiarla.

Horario de uso

En general, debe llevar esta ortesis durante las horas en que esté despierto y fuera de la cama. Normalmente, no se duerme con la ortesis puesta. Pregunte a su terapeuta o médico cuál debe ser el tiempo de uso según su diagnóstico.